

植物外泌体（葡萄）

Plant Exosomes (Grape)

产品编号	产品名称	包装规格
NW3223-100ug	植物外泌体（葡萄）	100 µg
NW3223-1mg	植物外泌体（葡萄）	10x100 µg

产品简介：

植物外泌体（葡萄）是葡萄汁液清液中分离提取获得的高纯度外泌体颗粒，直径在30~200 nm，可作为科研试剂用于透射电镜分析、NTA 粒径分析、核酸蛋白分析、细胞学及动物学实验等。

保存条件：

-80℃保存，9 个月有效。

产品参数：

- 1) 产品纯度：≥98%
- 2) 溶剂说明：0.9%医用生理盐水
- 3) 产品级别：BR: Biological reagent
- 4) 产品外观：透明水溶液

产品使用：

作为科研试剂使用：

WB: 20~40 µg/well

NTA: 50 µL

TEM: 10 µL

注意事项:

1. Western Blot 检测前请充分裂解该产品再进行实验。推荐使用外泌体专用裂解液 (货号: NW3203) 进行裂解。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其它用途!

相关产品:

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NW3218-100ug</u>	<u>293T 细胞外泌体</u>	100μg
<u>NW3219-100ug</u>	<u>人 T 淋巴细胞外泌体</u>	100μl
<u>NW3220-100ug</u>	<u>人 NK 细胞外泌体</u>	100μg
<u>NW3221-100ug</u>	<u>EGF-FGF 双因子外泌体</u>	100μg
<u>NW3222-100ug</u>	<u>人 MSC 细胞外泌体</u>	100μg
<u>NW3223-100ug</u>	<u>植物外泌体 (葡萄)</u>	100μg
<u>NW3224-100ug</u>	<u>植物外泌体 (姜黄)</u>	100μg
<u>NW3308-100ug</u>	<u>植物外泌体 (生姜)</u>	100μg
<u>NW3309-100ug</u>	<u>植物外泌体 (麦冬)</u>	100μg
<u>NW3310-100ug</u>	<u>植物外泌体 (桔梗)</u>	100μg
<u>NW3311-20mg</u>	<u>牛奶外泌体提取物</u>	20mg